

FICHE PRODUIT



Bouchons pour tubes en plastique à int.:13 à 13,5mm

Référence : SOC-OBH13

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Type d'obturateur: forme haute;
- Pour tube SOC-TC10PS, SOC-TC10S, SOC-TC10PP, SOC-TC10PRO, SOC-TC12PS, SOC-TC12PP et SOC-TH10LC;
- Couleurs disponibles: naturelle translucide, verte, bleue;
- Conditionnement: 6 x 2000;
- Conditionnement minimum de vente: 2000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-pour-tubes-en-plastique/1729-bouchons-pour-tubes-en-plastique-a-int-13-a-13-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com