

FICHE PRODUIT

Cellule mortuaire 2 corps, double porte, Modèle MBR200

Référence : SOC-MBR200304

Description du produit

- Description

La cellule réfrigérante, Modèle MBR200 est spécialement conçue pour offrir une solution extrêmement efficace aux normes d'hygiène requises par la législation et répondre à vos besoins de conservation des corps sur des périodes courtes, moyennes, ou longues. Elle est construite avec de l'acier inox de qualité 304, ce qui garantit un niveau de qualité et de fiabilité élevée.

Spécifications techniques

- Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304,
- Unité de contrôle et d'affichage numérique de la chaleur,
- Réglage de la température : 0 °C, +4 °C
- Refroidisseur interne contrôlé par ventilateur, dégivrage entièrement automatique,
- Éclairage intérieur,
- Deux portes avec serrures, les portes peuvent être ouvertes de l'intérieur,
- Rails pour faciliter le chargement et le déchargement,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Deux plateaux pour la carrosserie,
- Roulettes verrouillables pour un déplacement facile pour le nettoyage et le déplacement,
- Dimension (LxLxH) : 870x2360x1510+400 mm.

Caractéristiques optionnelles :

- Système de réfrigération (-20 °C)
- Compresseur supplémentaire en cas d'erreur
- Chauffage du cadre
- Porte-cartes nominatives
- 380Volts / 60 Hz.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/17290-cellule-mortuaire-2-corps-double-porte-modele-mbr200.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com