

FICHE PRODUIT



Détendeur d'oxygène EASY CARE PLUS 15L/Min

Référence : SOC-554019

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Dimensions (LxIxH): 57 x 160 x 128 mm (avec raccord de bouteille UNI 11144 et sans unité terminale optionnelle)

Poids: 0.75 Kg (sans unité terminale optionnelle)

Pression maximale d'alimentation en gaz: 200 bar

Manomètre de contrôle de la pression: 315 bar fin d'échelle

Fin d'échelle valeurs de débit standard: 15L/min

Débits: 10 (0+9 valeurs pré-réglées)

Options gaz: O₂ - AIR

Précision du débitmètre à cadran: +/-10% de la valeur lue ou +/-0.5L/min (+/-0.2L/min. pour les débits inférieurs à 1L/min.) le plus grand des deux

Réducteur de pression ASSY: Double étage avec système d'obturation

Données de réglage du débit: 1013 mbar 23°C

Raccords d'entrée du cylindre: UNI 11144 - EN 850 - NF-E 29-656 - BS 341-3 - DIN 477-1- ISO 5145 - CGA 540

Raccords de sortie: Mamelon à double filetage, interchangeable par l'utilisateur final : - M12x1.25M. - 1/4" ISO 3253 M. - M12x1, 25 M. - 9/16" UNF EN 13544-2 M.

Unité de raccordement (en option) : AFNOR NF-S 90-116 - UNI 9507 - BS 5682 - DIN 13260 - SS 875 24 30

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Pression d'alimentation: 360÷550 kPa (avec une pression de bouteille comprise entre 200 et 60 bar et un débit constant de 40 L/min. constant de 40 L/min. 23 °C

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/17291-detendeur-d-oxygene-easy-care-plus-15l-min.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com