

FICHE PRODUIT



Ventouse/Aspirateur obstétrical électrique 2 x 1,5L, Modèle SMVE 141

Référence : SOC-102023-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La ventouse obstétricale électrique SMVE 141 est un dispositif médical conçu pour l'assistance à l'accouchement par extraction instrumentale.

Elle permet de créer un vide contrôlé pour faciliter la traction du fœtus lors des accouchements difficiles, tout en garantissant la sécurité et le confort de la mère et de l'enfant.

La ventouse électrique est fabriquée en acier peint avec un revêtement électrostatique.

Elle est équipée d'une pompe à bain d'huile motorisée et silencieuse.

Caractéristiques techniques :

- * Modèle : SMVE 141
- * Type : Aspirateur obstétrical électrique
- * Capacité de récupération : * 2 bouchons de 1,5 L en polycarbonate gradué et autoclavable
- * Puissance d'aspiration : * Jusqu'à 0,8 bar (600 mmHg)
- * Débit d'air : * Environ 30 L/min
- * Régulateur de vide : * Précis et ajustable via manomètre intégré
- * Alimentation : * 230 V / 50 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Niveau sonore : * < 60 dB (fonctionnement silencieux)

Accessoires inclus :

- * 2 bouches de récupération (1,5 L chacun)
- * Ensemble complet de tubulures stérilisables
- * 4 ventouses métalliques de tailles différentes
- * Filtre antibactérien de sécurité
- * Câble d'alimentation
- * Structure : Châssis métallique avec poignée de transport ergonomique
- * Poids : Environ 16.4 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventouses-obstetricales/17294-ventouse-aspirateur-obstetrical-electrique-2-x-1-5l-modele-smve-141.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- SOC-102023-1

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com