

FICHE PRODUIT

Plaque de plâtre plombée 1,5mm BA13 RX 2500x600mm

Référence : SOC-850BAP215

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Plaque de plâtre BA13, format 2500x600mm, deux bords amincis avec parement en plomb contrecollé pour la radioprotection des locaux ou l'isolation phonique des salles acoustiques.

Equivalence plomb de la plaque : 1,5mm

Epaisseur de la plaque avec sont parement : 14,0mm

Poids net au m² : 27,64 Kg (1 plaque = 1,5m²)

Principe de mise en oeuvre de la radioprotection :

- Pose du parement RX plombé côté salle d'examen sur rails et montants standards entraxe 60cm
- La continuité de la protection des plaques Ba13 RX au droit des joints verticaux et horizontaux sera assurée par une bande de plomb nu en largeur 4,5cm (en option)
- Au droit des appareillages électriques la protection sera assurée par des carters de protection plombés (en option)
- Mise en oeuvre selon DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de parement en plâtre ».

Caractéristiques de la GAMME BA13 RX

- Format unique de nos plaques : 2500x600mm - 1,5m²
- Sourcing BA13 : KNAUF
- Plomb de qualité NF EN12588 04/2007

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17297-plaque-de-platre-plombée-1-5mm-ba13-rx-2500x600mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com