


FICHE PRODUIT



BRONCHOSCOPE RIGIDE ADULTE

Référence : SOC-504008

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Description:

BRONCHOSCOPE RIGIDE ADULTE

Bronchoscope adulte
diamètre interne 8 mm - longueur 40 cm
avec arrivée de O2 et bouchon
appareil formé d'un tube souple et d'un oculaire à travers lequel le médecin peut voir les bronches.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/broncho-fibroscope/17298-bronchoscope-rigide-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com