

FICHE PRODUIT



Stérilisateur portatif à vapeur sous pression, 30L. Modèle YX-280B

Référence : SOC-713221

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Stérilisateur portatif à vapeur sous pression, 30L. Modèle YX-280B

CARACTERISTIQUES :

- Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- Chauffage à double usage charbon et électricité
- Manomètre d'indication précis à double échelle
- Joint en silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- Libération automatique en cas de surpression
- Mise hors tension automatique en cas de manque d'eau.
- Volume : 30L
- Température de travail maximale : 129 °C
- Pression de service maximale : 0,165 MPa
- Chambre de stérilisation : Ø300*520mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation : AC220V/50Hz/2.0KW

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/17301-sterilisateur-portatif-a-vapeur-sous-pression-30l-modele-yx-280b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com