

FICHE PRODUIT

Tablier de radioprotection double face Edge Bilayer

Référence : SOC-181023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Tablier de radioprotection double face Edge Bilayer

Le tablier double face est utilisé pour les expositions de longue durée aux rayons X et dans les environnements fortement irradiés. Ce modèle offre une protection à 360 degrés.

Le tablier double latéral comprend deux panneaux frontaux qui se chevauchent afin de réduire le poids. De plus, la ceinture spéciale dont est équipé le tablier répartit le poids sur le corps de manière égale et offre un plus grand confort d'utilisation.

Le tablier double est surtout utilisé en cardiologie, en angio, etc.

Nous proposons des options de plomb léger, de sans plomb et de bicouche de bord de nos matériaux durables et de haute qualité.

- Equivalent plomb: Avant: 0.25mm

Arrière: 0.25mm

-Dimension: Poitrine: 110cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Taille: 120cm

Longueur : 100cm

- Sur demande, le produit peut être fabriqué en 0,25 pb, 0,35 pb et 0,50 pb.
- Des options de tissu et de couleur sont disponibles. En tant que fabricant, nous pouvons également combiner à votre convenance.
- Des options de broderie pour ses produits.
- Nos produits sont certifiés CE et ISO.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes/17302-tablier-de-radioprotection-double-face-edge-bilayer.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com