

FICHE PRODUIT



APPAREIL DE DIATHERMIE FYSIOPULS AUTOMATIC

Référence : SOC-F11165

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

L'appareil de diathermie par ondes courtes à syntonisation automatique FYSIOPLUS AUTOMATIC fonctionne en mode « pulsé » ou « continu ». Le FYSIOPLUS AUTOMATIC est spécialement conçu pour contrôler les différents paramètres, l'intensité réglable, le mode pulsé et continu, le temps de traitement et le système de sécurité patient.

Destiné à la diathermie à effet thermique ou athermique, cet appareil peut être employé en continu pour son effet chauffant en profondeur.

La thérapie en mode continu augmente la circulation et stimule la circulation. Le mode continu a une puissance de sortie de 400 W. Il sera employé en pulsé pour son activation moléculaire sans effet thermique, par exemple dans des cas inflammatoires ou en présence de matériel d'ostéosynthèse. Le mode pulsé a une puissance crête de sortie de 1000 W, la puissance moyenne est beaucoup plus basse.

Son boîtier robuste de forme élégante et maniable ainsi que le panneau de commande digitalisé privilégie son emploi dans tous les centres cliniques de physiothérapie et de réhabilitation fonctionnelle. Sa conception répond aux toutes dernières normes de sécurité et de fréquence en vigueur en Europe et de par le monde.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques:

- Fonctions contrôlées par microprocesseur
- Contrôle digital de la puissance
- Lecture digital de la puissance
- Indication modes: continue, P1 à P5 (pulsé)
- Système de sécurité patient contrôlé par microprocesseur
- Minuterie avec fonction mémoire - 30 minutes - réglable par minute
- Grande choix d'électrodes
- Boîtier métallique à grandes roulettes dont 2 avec frein
- Alimentation réseau: 230 V~ 50/60 Hz
- Puissance consommée: 700 VA max.
- Fusibles: T4 A
- Fréquence: 27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
- Puissance HF: 400 W continue ; 1000 W pulsé (crête)
- Durée d'impulsion: 400 μ s
- Fréquence d'impulsion réglable de 100 à 300 Hz par pas de 50 Hz
- Dimensions: 500 x 310 x 870 mm
- Poids: 48 kg
- Classe de sécurité: classe I type BF suivant IEC 601-1
- Marquage: CE 1639

Accessoires standards:

2 x 11150 - électrode caoutchouc souple 12 x 18 cm

2 x 11160 - câble HF 2 x 11170 - feutre 14 x 22 cm

2 x 11175 - housse en coton pour 11150 + 11170 - 18 x 28 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

1 x 11171 - test lampe pour ondes courtes
1 x 37721 - sangle velcro 1 m
1 x 37736 - câble secteur
Tableau laminé avec indications de traitement

Accessoires optionnels:

2 x 11130 - électrode Schliephake Ø 130 mm
2 x 11140 - électrode Schliephake Ø 85 mm
2 x 11151 - électrode en silicone 12 x 18 cm avec câble de 110 cm
1 x 11180 - monode (électrode à champ concentré)
1 x 11190 - diplode (électrode à champ enveloppant)
2 x 11200 - bras porte-électrode réglable

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/therapie-combinee/17303-appareil-de-diathermie-fysiopuls-automatic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com