

FICHE PRODUIT



Chiffres ou lettres en plomb 8mm (lot de 100)

Référence : SOC-1130800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chiffres et lettres dépareillés à section rectangulaire en sachet de 100

- Hauteur : 8 mm
- Epaisseur : 1-1,5 mm

Possibilité de choisir

option 1: sachet de 100 lettres unique au choix

option 2: sachet de 100 chiffres unique au choix

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lettres-en-plomb-ou-en-laiton/17304-chiffres-et-lettres-en-plomb-8mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com