

FICHE PRODUIT

Brassard extra large adulte 40-48cm pour spot-check 2VS Spengler

Référence : SOC-546021

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Brassard extra large adulte 40-48cm pour spot-check 2VS Spengler

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brassards-pour-tensiometres/17306-brassard-extra-large-adulte-40-48cm-pour-spot-check-2vs-spengler.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com