

FICHE PRODUIT

THERMOMETRE MURAL INFRAROUGE

Référence : SOC-S236125

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ce thermomètre mural professionnel sans contact offre une solution rapide et fiable pour le contrôle automatique de la température.

En moins d'une seconde, il détecte la température corporelle d'une personne à une distance de 5 à 10 cm, sans aucun contact.

En cas d'anomalie, une **alerte lumineuse rouge** et un **signal sonore** avertissent immédiatement l'utilisateur, tandis qu'une **lumière verte** confirme une température normale.

Grâce à sa **grande précision de $\pm 0,2$ °C**, il garantit des mesures constantes et fiables, même lors d'un usage intensif.

Conçu pour les **magasins, entreprises, écoles, hôpitaux ou administrations**, ce thermomètre s'installe facilement au mur à l'aide d'adhésifs ou de vis, et peut aussi être monté sur un **trépied télescopique** pour un positionnement mobile et ajustable en hauteur.

Son **écran digital à 3 chiffres** assure une lecture claire, et sa **batterie lithium rechargeable par USB** offre une autonomie de 2 à 3 jours, avec un système d'économie d'énergie intégré.

Compact (170 × 115 × 140 mm) et léger (350 g), il est livré avec tous les accessoires nécessaires à son installation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Certifié **CE et RoHS**, ce thermomètre mural combine **performance, praticité et hygiène**, idéal pour assurer la sécurité sanitaire dans les environnements à forte fréquentation.

Spécifications techniques:

Matériau : acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Dimensions : 170 x 115 x 140 mm.

Précision : $\pm 0,2$ C.

Temps de réponse : 0,5 seconde.

Mode d'alarme : alarme automatique anormale, flash + beep.

Interface de transmission : USB

Distance de mesure: 5 cm-10cm (mesure automatique)

Tension d'entrée : USB DC 4,2-5 V.

Autonomie en veille : plus d'une semaine.

Méthode d'installation : suspension, ruban adhésif double face, angle de fixation.

Température de fonctionnement : 10 °C ~ 40 °C (recommandé 15 °C ~ 35 °C).

Plage de mesure : 0 ~ 50 °C.

Mode veille : pas de temps de travail 5s veille, cycle dynamique Red Dot.

Affichage : affichage numérique.

Contenu de la livraison :

1 thermomètre infrarouge.

1 manuel d'utilisation (français non garanti).

50 protections orales.

Dimensions du produit (L x l x h) : 205 x 150 x 177 cm; 480 grammes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/17309-thermometre-mural-infrarouge.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com