

FICHE PRODUIT

Calot chirurgical non tissé à usage unique - 40 g/m² paquet de 100 pcs

Référence : SOC-696969

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **calot chirurgical non tissé à usage unique** est conçu pour répondre aux exigences d'hygiène, de confort et de praticité en milieu médical. Fabriqué en **100 % polypropylène non tissé**, il offre une excellente **perméabilité à l'air** ainsi qu'une **bonne régulation de la chaleur**, permettant un port confortable même pendant une utilisation prolongée.

Grâce à son **épaisseur de 40 g/m²**, ce calot assure un bon compromis entre légèreté, résistance et confort. Ses **côtés doublement renforcés** ainsi que le **renforcement des coutures aux points sensibles** améliorent sa résistance au déchirement et sa tenue pendant l'utilisation.

Équipé d'**attaches à l'arrière de la tête**, il permet un **ajustement précis** et un bon maintien. Son lien de serrage le rend particulièrement adapté aux cheveux courts et permet au calot de s'adapter correctement à la morphologie de la tête.

Ce modèle est destiné à un **usage unique** en **salle d'opération** et dans d'autres environnements médicaux où le respect des mesures d'hygiène est essentiel. Il est **non stérile, sans latex et sans PVC**, ce qui le rend adapté aux utilisateurs sensibles à certains matériaux. Son **coloris vert** correspond aux standards fréquemment utilisés dans les environnements chirurgicaux.

Le produit est proposé en **boîte de 160 calots** et bénéficie du **marquage CE**, un atout important pour les structures de soins, cliniques, cabinets médicaux et hôpitaux recherchant un consommable fiable pour leur activité quotidienne.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- **Type** : calot chirurgical à usage unique
- **Matière** : 100 % polypropylène non tissé
- **Épaisseur** : 40 g/m²
- **Stérilité** : non stérile
- **Sans latex** : oui
- **Sans PVC** : oui
- **Coloris** : vert
- **Dimensions** : 140 × 307 mm
- **Poids unitaire** : 4 g
- **Fermeture** : attaches arrière / lien de serrage
- **Conditionnement** : boîte de 160 calots
- **Conformité** : matériel CE
- **Référence** : SOC-696969

Avantages principaux

- Doux et respirant
- Bonne perméabilité à l'air
- Régulation efficace de la chaleur
- Ajustement facile grâce aux attaches arrière
- Bonne résistance au déchirement
- Sans latex et sans PVC
- Adapté à un usage médical professionnel.

Domaines d'utilisation

- Bloc opératoire
- Cliniques et hôpitaux
- Cabinets médicaux
- Centres de soins
- Environnements nécessitant une protection hygiénique de la tête.

Description du Calot chirurgical non tissé à usage unique - Épaisseur 40g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Épaisseur 40g grand confort.
 - Avec attaches à l'arrière de la tête pour un meilleur ajustement.
 - Doux et respirant.
 - Bonne perméabilité à l'air et excellente régulation de la chaleur.
 - Épaisseur 40g/m², côtés doublement renforcés, résiste au déchirement avec renforcement des coutures aux endroits concernés.
 - Lien de serrage à l'arrière de la tête, convient aux cheveux courts, s'adapte parfaitement à la tête.
 - Produit à usage unique pour une utilisation en salle d'opération.
- 100 % polypropylène non tissé.
 - Épaisseur : 40g/m².
 - Non stérile.
 - Une utilisation unique.
 - Sans latex.
 - Sans PVC.
 - Coloris vert.

Dimensions : 140 x 307 mm.

Poids : 4g.

Conditionnement de vente : Paquet de 100 calots.

Matériel CE.

Découvrez également notre sélection de d'équipements de protection adaptés a vos besoin.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17312-calot-chirurgical-non-tisse-a-usage-unique-epaisseur-40g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Calot chirurgical

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com