

FICHE PRODUIT

Blouse de protection non tissée 25g poignets élastiqués Coloris bleu ou vert lot de 10

Référence : SOC-100946

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Blouse de protection non tissée 25g ; poignets élastiqués ; Coloris bleu ou vert; lot de 10

Description de la Blouse de protection non tissée 25g ; poignets élastiqués ; Coloris bleu ou vert; lot de 10

Ces blouses sont conçues pour offrir une protection contre les projections, les particules, ainsi que les contaminants présents dans l'air ou sur les surfaces.

Elles aident à prévenir la contamination croisée et à réduire les risques d'infections ou de blessures.

En fournissant une barrière efficace, ces blouses contribuent à maintenir un environnement de travail sûr et propre pour les professionnels de santé.

- 100% polypropylène.
- Grammage 25 g/m².
- Couleur bleu, vert.
- Élastique de maintien aux poignets.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ouvert à l'arrière.
- Fermeture par lien au cou et à la taille.

Taille unique.

Hauteur: 115 cm.

Largeur totale: 137 cm.

Largeur au niveau des épaules: environ 66 cm.

Longueur des manches: 50cm.

Conditionnement : sachet de 10 blouses.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-contre-radiations-beta/17313-blouse-de-protection-non-tissee-25g-poignets-elastiques-coloris-bleu-ou-vert-lot-de-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com