

FICHE PRODUIT



Système de gestion des fluides irrigation + aspiration

Référence : SOC-10040

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- DESCRIPTION

Système de gestion des fluides irrigation + aspiration Manuel et Automatique

UNITÉ D'ASPIRATION-IRRIGATION (à pédale)

- basé sur une pompe haute performance
- niveau minimal de bruit acoustique
- aspire non seulement les composants liquides mais aussi de petits conglomérats de sang
- contrôlé par pédale
- une pointe spéciale permet une irrigation rapide de la bouteille remplacement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

UNITÉ D'ASPIRATION-IRRIGATION (AUTOMATIQUE)

- basé sur une pompe haute performance – niveau minimal de bruit acoustique
- aspire non seulement les composants liquides mais aussi les petits des conglomérats sanguins également
- une pointe spéciale permet un remplacement rapide de la bouteille d'irrigation
- les modes aspiration ou irrigation sont activés par un instrument (mode Auto) ou une pédale (Footswitch mode);
- la fonction veille automatique maintient la pression disponible et réduit le bruit si le système est utilisé

Spécifications techniques du système de gestion des fluides irrigation + aspiration Manuel et Automatique

Specifications	à pédal	Automatique
Vide maximum dans le canal d'aspiration, mm Hg	700	700
Surpression maximale dans le canal d'irrigation, mm Hg	300	300
Débit de liquide maximal, l/min	5	5
Contrôles	pédale	pédale, automatique
Classe de protection	Je	Je
Partie appliquée	BF	BF
Standard	EN 60601-1 ; classification selon MDD 93/42/CEE : IIa	
Tension secteur, V	230	230
Consommation électrique, W, max.	70	70

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions, mm	325x85x350	325x85x350
Poids (kg)	5.3	5.6

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17316-systeme-de-gestion-des-fluides-irrigation-aspiration.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
table_systeme - Manuel/à pédal	SOC-10041	
table_systeme - Manuel et Automatique	SOC-10042	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com