

FICHE PRODUIT



Clamps ombilicaux de Bar stériles à usage unique, boîte de 85

Référence : SOC-100948

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Clamps ombilicaux de Bar stériles à usage unique, boîte de 85

Description des Clamps ombilicaux de Bar stériles à usage unique, boîte de 85

En plastique, couleur bleu.

Matière : plastique.

Stérilisation garantie 5 ans.

Dimensions d'un clamp :

- Clamp ouvert : 55 x 30 x 6 mm.
- Pince fermée : 55 x 13 x 6 mm.

Conditionnement.: lots de 85 pinces.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-clamp-de-weiss/17318-clamps-ombilicaux-de-bar-steriles-a-usage-unique-boite-de-85.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com