

FICHE PRODUIT

Gel stérile pour échographie monodose 20 ml EDM Bte de 48 sachets

Référence : SOC-100949

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Gel stérile pour échographie monodose 20 ml EDM; Bte de 48 sachets

Description du Gel stérile pour échographie monodose 20 ml EDM; Bte de 48 sachets

Facilite la transmission des ultrasons entre l'appareil d'échographie et le patient.

Gel stérile pour une application sur la peau et/ou la sonde.

Caractéristiques techniques :

- Aspect : transparent.
- PH : Compris entre 6,00 & 8,00
- Viscosité : Entre 150.000 et 200.000 cps
- Densité : 0,95-1,05 gr/cm³

Conditionnement : carton de 48 sachets monodoses de 20ml

Matériel médical CE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/17319-gel-sterile-pour-echographie-monodose-20-ml-edm-bte-de-48-sachets.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com