

FICHE PRODUIT



Dispositif de thérapie positionnelle, Modèle **SOMNIBEL PRO**

Référence : SOC-320160

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• DESCRIPTION

Le Somnibel est un dispositif médical qui sert au traitement des apnées et ronflements positionnels.

Il s'agit d'un dispositif compact et léger, fixé sur le front, qui applique une légère vibration lorsque le patient dort sur le dos, pour l'inciter à changer de position. De nombreuses études cliniques considèrent la thérapie positionnelle comme une solution efficace contre le SAHS positionnel, qui permet d'obtenir des résultats similaires au traitement par PPC.

Le Somnibel est indiqué pour des patients de plus de 18 ans, 45kg. et 145cm.

AVANTAGES :

- * Il est confortable, silencieux et indolore.
- * Sans période d'adaptation.
- * Il ne modifie pas la structure du sommeil.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Léger, petit, il est idéal pour les voyageurs.

LIVRE AVEC :

- * Un dispositif positionnel Somnibel Pro
- * Une Clé USB comprenant le logiciel Somnilab
- * Un chargeur 220V
- * Un câble USB de branchement
- * Un jeu de 30 clips adhésifs
- * Une notice d'utilisation

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**

<https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/17321-dispositif-de-therapie-positionnelle-modele-somnibel-pro.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com