

FICHE PRODUIT

Gel pour échographie et doppler Transound Flacon de 250 ml, lot de 2

Référence : SOC-100949-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Gel pour échographie et doppler Transound; Flacon de 250 ml, lot de 2

Description du Gel pour échographie et doppler Transound; Flacon de 250 ml, lot de 2

Formule non grasse à haute conductivité aux ultrasons.

Ne tache pas et ne laisse pas de trace.

- Sans odeur et sans bulle.
- Hydrosoluble.
- Hypoallergénique.

Disponible en flacon de 250 ml

Conditionnement : Lot de 2 flacons de 250ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/17322-gel-echographie-et-doppler-transound-flacon-de-250-ml-lot-de-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com