

FICHE PRODUIT



Polygraphe de dépistage du SAHS, Modèle SCREEN&GO

Référence : SOC-633111

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• DESCRIPTION

Le Screen&Go est un puissant appareil de dépistage SAHS monocal qui représente, au moyen d'une canule nasale (standard), les signaux nécessaires à un diagnostic simple, fiable et rapide du patient.

Extensible jusqu'à 7 canaux simultanés : flux respiratoire par canule nasale et thermocouple, ronflements, effort thoracique, saturation en oxygène, battements par minute, position du corps et activité.

Caractéristiques principales

- * Robuste, léger et confortable.
- * Fonctionnement simple et intuitif.
- * Affichage graphique couleur.
- * Carte mémoire MicroSD/MicroSD HC.
- * Capteur d'activité intégré à l'équipement (en option).
- * L'onde de débit linéarisée utilisant la racine carrée permet une identification correcte des apnées,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

des hypopnées et des limitations de débit.

- * Visualisation des signaux en temps réel sur les équipements.
- * Contrôle qualité des signaux à l'écran.
- * Informations sur l'état de l'équipement à l'écran (mémoire disponible, état de la batterie, avertissement d'erreur, capteurs connectés...).
- * Programmable depuis PC et équipement.
- * Guide d'utilisation rapide pour les patients.

Spécifications techniques

- Polygraphe de type IV
- **Nombre de canaux** : 1 à 8 (7 simultanés)
- **Dimensions** : 86x86x24mm
- **Poids** : 125 gr (sans batterie)
- **Batterie interne** : 2 piles rechargeables AA alcalines/NiMH.
- Autonomie >36h sans SpO2
- **Autonomie** : 4 études de 8 heures
- Mémoire Micro SD. Maximum 2 Go (> 1 500 études de 8 heures)
- Micro SD HC. Maximum 16 Go (>12 000 études de 8 heures)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/17323-polygraphe-de-depistage-du-sahs-modele-screen-go.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com