

FICHE PRODUIT

Gel pour échographie et doppler Transound Bidon de 5 litres

Référence : SOC-100950

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Gel pour échographie et doppler Transound ; Bidon de 5 litres

Description du Gel pour échographie et doppler Transound ; Bidon de 5 litres

Formule non grasse à haute conductivité aux ultrasons.

Ne tache pas et ne laisse pas de trace.

- Sans odeur et sans bulle.
- Hydrosoluble.
- Hypoallergénique.

Disponible en bidon de 5 litres (chaque bidon de 5 litres est vendu avec un flacon vide de 250 ml et une pompe).

Conditionnement : bidon de 5 litres.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/17324-gel-pour-echographie-et-doppler-transound-bidon-de-5-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com