

**FICHE PRODUIT**



## Seringues 3 pièces avec embout Luer centré HelphA 10ml Boîte de 100

Référence : SOC-100951

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

### Seringues 3 pièces avec embout Luer centre HelphA 10ml ; Boîte de 100

#### Description de Seringues 3 pièces avec embout Luer centre HelphA 10ml ; Boîte de 100

Seringues sans aiguille à embout Luer centre, 3 pièces.

Seringues 3 pièces sans aiguilles stériles à usage unique.

Corps transparent et graduations noires pour un bon contrôle visuel du dosage et une grande précision.

Joint élastomère double lèvres pour une étanchéité renforcée et une glisse parfaite.

Sans latex.

- Corps transparent en polypropylène.
- Piston avec joint.
- Centre Cône Luer.
- Glissement régulier et précis du piston.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Contenance des seringues : 10ml  
Sous emballage individuel stérile.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

**Conditionnement : boîte de 100 seringues 10ml**

Péremption : 5 ans après stérilisation.

Matériel médical CE.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/17325-seringues-3-pieces-avec-embout-luer-centre-helpha-10ml-boite-de-100.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com