

FICHE PRODUIT



Pansements stériles auto-adhésifs Boîte de 50

Référence : SOC-100953

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pansement adhésif avec compresse. Boîte de 50

Idéal pour soigner les plaies post-opératoires ou dues à un traumatisme ceci, grâce à son voile micro-perforé qui ne colle pas à la plaie, vous garantissant ainsi une élimination indolore.

- Hypoallergénique,
- Micro aéré,
- Perméable à l'air,
- Extensible,
- Épouse parfaitement toutes les parties du corps,
- Coins arrondis afin d'éviter le retrait accidentel,
- Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau lors de l'enlèvement.
- Boîte de 50

Conditionnement : Boîte protectrice de 50 pochettes.

Matériel médical CE .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/17327-pansement-adhesif-avec-comp-cutifix-10-x-10-cm-boite-de-50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pansement_dimensions - 10 cm x 10 cm	SOC-100953	
pansement_dimensions - 5 cm x 7 cm	SOC-100952	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com