


FICHE PRODUIT

Unité de soins ORL modèle JLD-G35

Référence : SOC-JLDG35

Points forts

- délais : 3 semaines

Description du produit

- Description

Unité complète de soins ORL modèle JLD-G35

Il s'agit d'un fauteuil médical pour les patients, utilisé dans de nombreux hôpitaux, notamment en oto-rhino-laryngologie (traitement des troubles des oreilles, du nez et de la gorge), en pédiatrie et en médecine familiale.

Doté d'un système de pression d'huile, il est conçu pour être réglable à la hauteur des patients afin d'être utilisé aussi bien par les adultes que par les enfants, quelle que soit leur taille, permettant aux patients d'être traités confortablement.

Quelques caractéristiques

- Tension d'alimentation : 220V, 50Hz
- Fusible : F10AL/250V Fusible : F1A/250V, F10AL/250V
- Aspiration à 1500 ml/min max, 850 mmHg max
- Pompe à vide indépendante, compresseur d'air,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- avec réglage et affichage Système d'alarme : lorsque le remplissage du vase à sécrétions atteint la limite du capteur, le système d'alarme sera activé et le module de vide cessera de fonctionner, pour éviter d'endommager la pompe à vide.

-Emballage : Dimensions 1370x1050x960(mm) et Poids Brut : 260(kg)

Configuration standard de l'unité de traitement ORL JLD-G35.

Lumière d'éclairage LED x1

Pistolet pulvérisateur x3

Pistolet d'aspiration x1

Pistolet soufflant x1

Préchauffeur de laryngoscope x1

Source de lumière LED intégrée x1

Visionneuse de films minces de luxe x1

Système d'équipement de soufflage (avec système d'avertissement) x1

Plateau à instruments x2

Gobelet en coton x2

Flacon médical x7

Réservoir à déchets intégré x1

Réservoir de recyclage d'équipement intégré x1

Tasse de stérilisation par immersion intégrée x1

Chaise de docteur x1

Pompe à vide x1

Compresseur x1

Accessoires optionnels de l'unité de traitement ORL JLD-G35

Caméra médicale 1 CCD

Source de lumière froide LED

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Longueur du câble fibre : 1,82 m

Moniteur LCD 15 pouces

Ordinateur (écran LCD 17 pouces) et imprimante

Logiciel d'endoscope professionnel : 1/ensemble.

Système de rinçage Température constante : 37°C

Otoscope Ø4;90mm;0° x1

Sinusscope Ø4;175mm;30° x1

Laryngoscope Ø8;185mm;70° x1

Microscope : (Unité d'observation binoculaire droite (LED, 10 W) Distance focale de l'objectif : 4 objectifs ; F=200, F=250, F=300, F=400 (mm), Valeur sur le volant du changeur de grossissement : 3 étapes, 0,6X, 1X et 1,6X)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/17328-unite-de-soins-ori-modele-jld-g35.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com