


FICHE PRODUIT



Tubes ou pipettes capillaires en plastique

Référence : SOC-40560010

Points forts

- délais : 48 heures
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Ces tubes capillaires pour dosages sanguins sont utilisés pour la détermination du temps de coagulation, des groupes sanguins et des analyses du même genre.

Spécifications des tubes capillaires

Bouts coupés.

Longueur: env. 90 mm

Conditionnement: Sachet de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/17329-tubes-ou-pipettes-capillaires-en-plastique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tolérance des pipettes	$\pm 0.001\text{ml}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com