

FICHE PRODUIT

Pipette-mélangeur globules blancs

Référence : SOC-40359002

Points forts

- délais : 48 heures
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Pipette mélangeuse pour globules blancs - Précision et fiabilité en hématologie

La **pipette mélangeuse pour globules blancs** est un instrument essentiel en **laboratoire d'hématologie** pour la réalisation de dilutions précises avant comptage cellulaire. Conçue pour offrir des résultats fiables, elle garantit une **précision de $\pm 3\%$** , directement estampillée sur chaque pipette.

Graduations indélébiles pour une lecture durable

Cette pipette est équipée de **graduations indélébiles**, assurant une excellente lisibilité dans le temps, même après de multiples utilisations et nettoyages. Cela permet de maintenir une précision constante lors des manipulations.

Outil indispensable pour les analyses sanguines

Elle est spécialement conçue pour :

- La dilution des **globules blancs (leucocytes)**
- Les analyses hématologiques manuelles
- Les laboratoires d'analyses médicales

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les établissements d'enseignement et de recherche

Précision et reproductibilité garanties

Grâce à sa conception de qualité, cette pipette offre :

- Une précision garantie de ± 3 %
- Une reproductibilité fiable des mesures
- Une manipulation simple et rapide

Adaptée aux professionnels de santé

Utilisée dans les laboratoires hospitaliers, cliniques et centres de diagnostic, cette pipette constitue un outil fiable pour les professionnels exigeant des résultats précis dans leurs analyses quotidiennes.

Pipette à dilution d'après Malassez-Potain Pour globules blancs conçues pour la prise de sang. Les pipettes à dilution d'après Malassez-potain sont dotées d'une paroi épaisse et leurs extrémités sont renforcées et polies.

Avec une graduation indélébile bleue recuite au four.

Vendu à l'unité

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/17332-pipettes-a-dilution-d-apres-malassez-potain-pour-globules-blancs.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tolérance des pipettes	$\pm 0.001\text{ml}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com