


FICHE PRODUIT

Aiguille en acier inox, sans manche lot 5

Référence : SOC-40037010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aiguilles en fil d'acier nickel-chrome inoxydable, résistant à l'acide
Pour les essais de coagulation du sang, les essais microscopiques et bactériologiques (frotties)
Diam. du fil: 0,6 mm
Longueur: 40 mm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-speciales/17333-aiguille-en-acier-inox-sans-manche-lot-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com