

FICHE PRODUIT

CASSETTE DE TEST DE GROSSESSE HCG MODELE AVISURE, 25 TESTS

Référence : SOC-2325869

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La **Cassette de test de grossesse modèle AVISURE** est un test immunologique chromatographique rapide pour la détection qualitative de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) dans l'urine ou le sérum afin de faciliter la détection précoce de la grossesse. Le test utilise une combinaison d'anticorps, y compris un anticorps monoclonal HCG, pour détecter sélectivement des niveaux élevés de HCG. Le test est effectué en appliquant l'échantillon dans le puits d'échantillon et en observant la formation de lignes colorées.

Ingrédients actifs : Anticorps monoclonal anti HCG

Conditionnement : **Boîte de 25 tests**

Echantillon de choix : L'urine est l'échantillon de choix pour le test.

Conditions de stockage : 2-30°C

Sensibilité : 25mIU/mL ou plus de concentration de hG

Spécificité : 100 %.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pays d'origine : Inde

Conditionnement minimum de vente: 400 Boites de 25

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/17334-cassette-de-test-de-grossesse-hcg-modele-avisure-25-tests.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com