

FICHE PRODUIT



KIT DE TEST RAPIDE DE LA SYPHILIS (SÉRUM/PLASMA), 25T MODELE AVISURE

Référence : SOC-AV35698

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le **Kit de test rapide AviSure Syphilis (sérum/plasma)** est un immunodosage chromatographique rapide pour la détection qualitative des anticorps (IgG/IgM/IgA) contre *Treponema Pallidum* (TP) dans le sérum ou le plasma afin d'aider au diagnostic de la syphilis.

Principes actifs : Antigène recombinant de *Treponema Pallidum* (TP)

Conditionnement : 25 tests

Échantillon de choix : Le sérum/plasma est l'échantillon de choix pour les tests.

Conditions de conservation : 2-30°C

Sensibilité : 98

Spécificité : 100 %.

Pays d'origine : Inde

Conditionnement minimum de vente : 400 Boites de 25 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/17336-kit-de-test-rapide-de-la-syphilis-serum-plasma-25t-modele-avisure.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com