


FICHE PRODUIT



Stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique

Référence : SOC-231117

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique | Conçu pour l'auscultation des enfants

Le **stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique** est l'instrument de référence pour les pédiatres, médecins généralistes et infirmières qui auscultent régulièrement les enfants et les patients de petite morphologie. Sa conception spécifiquement pédiatrique garantit une acoustique optimale pour les jeunes patients.

Pavillon pédiatrique avec membrane double fréquence

Le pavillon pédiatrique avec **membrane double fréquence** permet d'ausculter hautes et basses fréquences par simple variation de pression. Il peut se transformer en **cloche ouverte traditionnelle** en retirant la membrane — idéal pour les très jeunes enfants et patients minces.

Qualité et confort Littmann

Embouts auriculaires souples clipsés, tubulure nouvelle génération sans latex naturel. Conçu pour une utilisation intensive en pédiatrie, en cabinet médical ou en milieu hospitalier.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- Pavillon pédiatrique avec membrane double fréquence
- Pavillon convertible en cloche ouverte
- Tubulure sans latex naturel ajouté
- Poids : 500 g (avec emballage)
- Dispositif médical Classe I — Marquage CE

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/17338-stethoscope-3m-littmann-classic-ii-pediatrique.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com