

FICHE PRODUIT

CONCENTRATEUR D'OXYGENE MODELE JAY-5AW

Référence : SOC-JA536985

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le **concentrateur d'oxygène modèle JAY-5AW** est peu bruyant et peu encombrant. Son écran d'affichage LCD est une belle innovation pour ce modèle.

Spécifications techniques

Débit : 0-5LPM

Pureté : 93% (+3%)

Pression de sortie : 0.04-0.07MPa (6-10PSI)

Niveau sonore : <40db

Consommation électrique : <350w

Affichage : LCD Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de travail actuel, temps de travail accumulé, temps de pré-réglage de 10 minutes à 40 heures

Alarme : Alarme de panne d'électricité, Alarme de haute et basse pression

Poids net : 16 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimensions : 348 X 280 X 510 mm

Options:

- Nébuliseur (Atomisation)
- Alarme de faible pureté
- Alarme de faible pureté avec alarme de faible débit
- Alarme de température élevée
- Oxymètre de pouls
- Alarme de maintenance
- Interrupteur de réinitialisation
- Système de surveillance à distance (WIFI/Bluetooth)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/17339-concentrateur-d-oxygene-modele-jay-5aw.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com