

FICHE PRODUIT



TEST DE LA DENGUE COMBO IgM & IgG

Référence : SOC-AV23569

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **test AviSure Dengue** est un test immuno-chromatographique rapide en phase solide pour la détection qualitative de l'antigène NS1 de la dengue et la détection différentielle des anticorps IgM et IgG contre le virus de la dengue dans le sérum/plasma humain. Ce test est uniquement destiné au diagnostic in vitro et est conçu comme une aide au diagnostic précoce de l'infection par la dengue et au diagnostic présomptif entre l'infection primaire et l'infection secondaire par la dengue.

Ingrédients actifs : Anticorps monoclonal anti-dengue NS1, lapin IgG, antigène recombinant de la dengue, anti-gM humain, protéine-A

Conditionnement : 20 tests

Echantillon de choix : Sérum/plasma.

Conditions de stockage : 2-30°C

Sensibilité : 99

Spécificité : 100 %.

Pays d'origine : Royaume uni

Conditionnement minimum de vente: **Boîtes de 20**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/17340-test-de-la-dengue-combo-igm-igg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com