


FICHE PRODUIT



Station murale de diagnostic Heine EN200 - Otoscope et Ophthalmoscope

Référence : SOC-321240

Description du produit

- DESCRIPTION

La station HEINE EN200 permet une utilisation optimale des instruments de diagnostic primaire. Avec son chargeur mural HEINE EN200 les instruments sont toujours prêts à l'emploi et ne nécessitent pas de recharges manuelles.

CARACTÉRISTIQUES

- * Le chargeur mural HEINE 200 reprend toutes les avancées du modèle EN 100 avec une encore plus grande efficacité énergétique, avec un instrument XHL, environ 58 % de consommation en moins comparé au modèle EN 100. La technologie Soft-Start préserve toujours les lampes pendant la phased'activation critique (empêche les impulsions de démarrage) et prolonge ainsi la durée de vie.
- * La structure même du transformateur mural HEINE EN 200 est composée d'un carter plat et peu encombrant sans ouvertures, le centre de diagnostic HEINE EN 200 n'a pas d'interrupteur mécanique, il permet ainsi un traitement hygiénique optimal. Avec le chargeur HEINE EN 200 il est possible d'utiliser parallèlement les poignées grâce à l'isolation galvanique.
- * Le réglage en continu de la luminosité entre 100 % et 3 % permet d'obtenir des conditions

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

exactes de luminosité et un fidèle rendu des couleurs. De plus la fonction Ready-to-use qui équipe le transformateur mural HEINE EN 200 permet l'optimisation du flux de travail et d'énergie, le HEINE EN200 se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée. Lors du retrait, le dernier niveau de luminosité sélectionné s'active automatiquement.

* Les 2 poignées du transformateur mural HEINE EN 200 sont équipées d'un cordon à spirales avec un rayon d'action allant jusqu'à 3,50 m et d'un mécanisme avec une sécurité antivol des têtes d'instruments.

* Le transformateur mural HEINE EN 200 est de conception modulaire, il est équipé d'une interface USB et peut être complété avec les modules HEINE, comme par exemple le tensiomètre automatique HEINE EN 200 BP.

* Avec Tensiomètre analogique GAMMA XXL LF-WB , Panier pour le rangement , Transformateur Mural EN 200 , Otoscope BETA 400 LED F.O. , Ophtalmoscope BETA 200 LED , Distributeur de spéculums AllSpec , Wallboard (matériel de fixation inclus)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/otoscopes-et-ophtalmoscopes/17342-station-murale-de-diagnostic-heine-en200-otoscope-et-ophtalmoscope.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com