

FICHE PRODUIT

Fauteuil électrique de repos inclinable avec 4 Roues

Référence : SOC-299000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil de relaxation électrique releveur inclinable avec 4 roues Bleu.

Il est doté de 3 parties avec inclinaison séparée du dossier et repose jambes.

Instruction d'entretien : Distance du mur supérieure à 1 mètre. Ne tirez pas sur la télécommande pendant l'élévation. Ne vous asseyez pas et ne chargez pas de poids sur les repose-pieds surélevés. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez le fauteuil. Huile mécanique en cas de grincements. Garder propre

Le fauteuil est livré déjà assemblé, il suffit d'insérer le dossier à baïonnette et de brancher la fiche

Caractéristiques du Fauteuil électrique de repos inclinable avec roues

- 1 moteur électrique
- Dossier inclinable de 100° à 162°.
- Dossier et repose jambes: inclinaison successif en deux étapes
- Fauteuil en microfibre douce

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Coussin d'assise indéformable construit en micro ressorts recouverts de mousse
- Dimensions: 95P x 71l x 108H centimètres
- Sellerie rembourrée 30 kg/m², ignifuge (classe M1).
- Poids supporté : 120kg, Max 200 kg.
- Fauteuil de relaxation mobile avec 4 roues dont 2 avec freins.
- Dimensions d'assise : L 52 x P 55 x H 49 cm.
- Poids : 43 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-chaise-visiteur/17344-fauteuil-electrique-de-repos-inclinable-avec-4-roues.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com