

FICHE PRODUIT



Pièce de rechange Monobloc pour amplificateur de brillance CARMEX

Référence : SOC-F100A2

Description du produit

Pièce de rechange électrique pour amplificateur de brillance en radiographie Modèle CARMEX

Colisage: 1 Caisse - GW 22Kg - Dim 57x40x45h cm

Produit non dangereux

HS CODE: 90229020

Pays d'origine: ITALIE

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical/17345-piece-de-rechange-monobloc-pour-amplificateur-de-brillance-carmex.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com