


FICHE PRODUIT

Pipette graduée, 5ml/0.05ml

Référence : SOC-327407

Points forts

- délais : 48 heures
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

- DESCRIPTION

Pipette graduée, 5ml/0.05ml

Classe B

Tolérance $\pm 0.050\text{ ml}$

Graduation ambrée.

Vente en paquets de 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-graduees/17346-pipette-graduee-5ml-0-05ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tolérance des pipettes	$\pm 0.001\text{ml}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com