

FICHE PRODUIT



Tube à essais, 10x75 mm, b/250

Référence : SOC-322711

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Tube à essais, 10x75 mm, b/250

Dimensions :

Diamètre 10 mm

Hauteur 75 mm

Épaisseur 0.5 mm

Capacité 3 mL

Boîte de 250

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-de-laboratoire/17349-tube-a-essais-10x75-mm-b-250.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com