


FICHE PRODUIT

Tubes plastique fond rond, bord droit, en polystyrène

Référence : SOC-TH4

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes plastique fond rond, bord droit, en polystyrène

- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 65 mm;
- * Bouchon: non;
- * Volume utile: 4 ml;

Conditionnement: carton de 4 sacs de 1 500;

Condition minimum de vente: sac de 750.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/1735-tubes-plastique-fond-rond-bord-droit-en-polystyrene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com