

FICHE PRODUIT

Chauffe Ballons Série 655/ 1000 ml.

Référence : SOC-327226

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- DESCRIPTION

Chauffe-ballon avec régulation électronique de la température, pour procédés de distillation, évaporation, extraction et ébullition

Spécifications techniques

Capacité: 1000 ml.

Temperature: 370°C

Consommation: 350 W

Réglage électronique de temperature.

Alimentation: 220V 50-60HZ

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17352-chauffe-ballons-serie-655-1000-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com