

**FICHE PRODUIT**



## Réfrigérant serpentin, 120 mm

Référence : SOC-327234

### Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

### • DESCRIPTION

Réfrigérant serpentin en verre borosilicaté, sans joint de rodage

Longueur utile : 120 mm

Longueur totale : 195mm

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17353-refrigerant-serpentin-120-mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com