

FICHE PRODUIT



Réfrigérant Allihn rodage 29/32, 250 mm

Référence : SOC-327242

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• DESCRIPTION

Réfrigérant en verre borosilicaté 3.3, utilisé pour le refroidissement et la condensation des vapeurs de distillation. Idéal pour les applications nécessitant un reflux.

Avec 5 boules

Joint mâle et femelle à rodage 29/32

Longueur utile 250 mm Longueur totale 386 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17354-refrigerant-allihn-rodage-29-32-250-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com