

FICHE PRODUIT



Réfrigérant Liebig rodage 14/23, 100 mm

Référence : SOC-322748

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• DESCRIPTION

Réfrigérant en verre borosilicaté

Longueur utile 100 mm

Joint mâle et femelle à rodage 14/23

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17355-refrigerant-liebig-rodage-14-23-100-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com