

FICHE PRODUIT

Entonnoir borosilicate Glassco 60°, 45 mm

Référence : SOC-327261

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- DESCRIPTION

- Fabriqué en verre ASTM E 438 TYPE 1 CLASSE A BORO 3.3
- Conformité aux normes DIN ISO 4798 & USP
- Vente en lot de 10

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17356-entonnoir-borosilicate-glassco-60-45-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com