

FICHE PRODUIT

Entonnoir plastique Buchner F. 55mm

Référence : SOC-327216

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- DESCRIPTION

Solides, légers, autoclavables, moulés en 2 pièces qui peuvent être facilement séparés pour un nettoyage facile.

Incassables et résistants à la corrosion et à la chaleur; excellente résistance chimique.

Ø filtre 55 mm

Trous 1.1 mm

Capacité: 70 ml

Long. tige 57 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17357-entonnoir-plastique-buchner-f-55mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com