

FICHE PRODUIT



Ampoule à décanter éme. 19/26, 100 ml

Référence : SOC-322735

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• DESCRIPTION

Ampoule à décanter éme. 19/26, 100 ml

Caractéristiques

Verre borosilicaté

Forme conique

Rodage 19/26

Bouchon en plastique

Robinet en téflon

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/17358-ampoule-a-decanter-eme-19-26-100-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com