

FICHE PRODUIT

Colonne de distillation VIGREUX longueur 360mm

Référence : SOC-327253

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Colonne de distillation VIGREUX longueur 360mm

L : 360 mm

Rodage femelle : 24/29

Rodage Mâle : 24/29

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/17360-colonne-de-distillation-vigreux-longueur-360mm-f-24-29-m-24-29.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com