


FICHE PRODUIT

Sonde urétérale double J ou JJ à longue durée lot de 10

Référence : SOC-CH56728

Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre ext. (charrière) : CH 4.7 à 8

Description du produit

Sonde urétérale double J ou Sonde JJ ou endoprothèse Double J à longue durée**Descriptif de la Sonde urétérale double J à longue durée****conditionnement de vente: lot de 10**

sonde double J , également appelée La sonde JJ ou endoprothèse urétérale, est un dispositif d'urologie. Il s'agit d'une fine sonde introduite dans l'uretère, dont la fonction est d'assurer l'écoulement de l'urine du rein vers la vessie.

Pour que la sonde double J soit aérostatique et qu'elle ne tombe pas, la sonde se termine par une boucle à chaque extrémité, d'où la dénomination JJ ou double J. "Elle a la forme et la taille d'un spaghetti et sert à lever une obstruction, notamment dans le cadre d'un obstacle urétérale.

Matière : 100% silicone

Durée: **elle se garde 360 jours dans l'organisme**

Fil-guide : livré avec fil en acier inoxydable

La sonde double J ou sonde JJ est disponible en:

- 2 bouts ouverts

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Charrières: CH5, CH6, CH7
- Longueur sans les bouts en J (en cm): 26, 28

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/17361-sonde-ureteral-double-j-ch-4-7-a-9.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre ext. (charrière)	CH 4.7 à 8

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com