


FICHE PRODUIT



RESINE EN POUDRE 250G IVOIRE

Référence : SOC-7621023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

CARACTERISTIQUES

Résine à usage multiple, acrylique chémozépolymérisable. Cette résine est utilisée pour la réalisation d'inlays, d'onlays, de bridges et de couronnes.

Avantages :

- Prise rapide
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Matériau provisoire longue durée

Caractéristiques Techniques :

- Dispositif médical de classe IIA.
- Conditionnement de vente : à l'unité
- Contenance : 100 g, 250 g & 1 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 minutes 40-45 prise totale
- Ivoire ou rose

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17365-resine-en-poudre-250g-ivoire-rose.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com