

FICHE PRODUIT



RESINE AUTOPOLYMERISANTE (LIQUIDE 500 ML) - MAJOR

Référence : SOC- KT66553

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

CARACTERISTIQUES

Résine auto-polymérisable.

Recommandé pour les réparations et remplacement de prothèses dentaires.

Pour les couleurs: K - KV - I - IV - M - MV.

Contenu: 1 flacon de 500 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17366-resine-autopolymerisante-liquide-500-ml-major.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com