

FICHE PRODUIT

TENSIOMETRE BUREAU, UM-102 SANS MERCURE

Référence : SOC-327754

Description du produit

- DESCRIPTION

Le tensiomètre auscultatoire nouvelle génération UM-102 continue de répondre à l'ère sans mercure en matière de surveillance de la pression artérielle.

- mesure de la pression artérielle auscultatoire
- lecture numérique de la fréquence cardiaque
- porte-brassard et poignée pour le transport
- structure durable et résistante aux produits chimiques
- structure légère en ABS
- colonne d'affichage réglable pour une analyse plus facile des résultats
- affichage antireflet minimisant la lumière réfléchie

SPECIFICATIONS :

Dimensions: 360x96x66 mm

Plage de mesure:

- pression: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- pouls: 40-180 battements/minute $\pm 5\%$

Alimentation: 2 batteries alcalines AA 1,5V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Livré avec brassard adulte 22-32 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-a-colonne/17367-tensiometre-bureau-um-102-sans-mercure.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com